



[Fiche technique]

Simulation de plaie du mollet

Réf. 333022

Très réalistes, souples, avec bords fins et transparents, les fausses plaies sont mises en place très rapidement : pose en 1 minute.

Tenue 6 à 8 heures. Waterproof.

Informations complémentaires

Composition : eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale hydrogénée, nitrate de magnésium, mélange de Méthylchloroisothiazolinone et de Methylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Caractéristiques produit	Composition : eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale hydrogénée, nitrate de magnésium, mélange de Méthylchloroisothiazolinone et de Methylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium.
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	76/768/CEE.
Classification	Non concerne
Partie du corps	